

Monza 13.10.2017

al Prof A. Biondi (Direttore Clinica Pediatrica)

- ⊗ A tutti i medici strutturati e specializzandi della Clinica Pediatrica
- ⊗ alla Caposala della Clinica Pediatrica, alle Referenti Infermieristiche ed a tutto il personale infermieristico ed ausiliario dei reparti di degenza e di DH di Ematologia Pediatrica e CTMO

e p.c.

- ⊗ al Dr. R. Corso e al Dr G. Marrapodi (Servizio di Radiologia Diagnostica)
- ⊗ al Dr. D. Leni e al Dr. F. Vacirca (Servizio di Radiologia Interventistica)
- ⊗ alla Dr.ssa A. Moretto (Servizio di Sedoanalgesia Pediatrica) e colleghe
- ⊗ alle Dr.sse L. Boffi e M. Bianchi Janetti (Servizio di Diagnostica Ecocardiografica)
- ⊗ al Comitato M.L.Verga ed alla Sig.ra Lorella Marcantoni
- ⊗ alle Segretarie della Clinica Pediatrica,
- ⊗ alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, all'Amministrazione, all'Ing Coglianesi ed al Servizio Informatico, Fondazione MBBM
- ⊗ all'Associazione "Insieme ad Andrea si può"

Invio la presente comunicazione per informare tutto il personale interessato che, essendo state completate le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ingegneria Clinica dell'ASST Monza ed essendo stato espletato il previsto training per la relativa messa in funzione, e definitivamente consentito a partire da oggi 13.10.2017 l'uso clinico da parte del personale addetto di un ecografo portatile (ESAOTE My Lab Six) di ultima generazione che al momento è dedicato ad eseguire diagnostica ecocardiografica ed ecografica convenzionale. Tale ecografo (di cui si allega una sintetica brochure di presentazione) è stato generosamente donato ai reparti (degenza e DH) dell'Ematologia Pediatrica/CTMO dall'Associazione "Insieme ad Andrea si può".

Quando inutilizzato, l'ecografo stazionerà **esclusivamente** presso la stanza del medico di guardia interna sita presso il reparto di Ematologia Pediatrica e lì dovrà

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Clinica Pediatrica - Fondazione MBBM c/o Ospedale S. Gerardo - Via Pergolesi, 33 - 20900 MONZA (MB)

Segreteria di Direzione: Tel. 039.233.3513 - Fax 039.2301646

E-mail segreteria@fondazionembbm.it - www.fondazionembbm.it

essere riportata ogni qualvolta che ne sia stato concluso l'uso. Non sarà tollerato che l'ecografo stazioni presso altri locali o nei corridoi o nelle sale visita dei reparti. I manuali d'uso dell'ecografo ed eventuali numeri di contatto si trovano dentro una scatola chiaramente identificata sita sull'armadio posto all'interno del locale suddetto.

Affinchè lo strumento in questione possa essere mantenuto in buono stato e funzionante il più a lungo possibile, si raccomanda fortemente che nel suo uso si applichino le seguenti precauzioni (*si prega di leggere attentamente*):

⊙ Il trasporto deve sempre essere effettuato con delicatezza ed evitando accuratamente scossoni o impatti violenti.

Le parti **più delicate** dello strumento in questione sono:

⊙ 1. **i cavi**, soprattutto nella loro inserzione nel corpo dell'ecografo, che conducono il segnale alla sonde ecografiche. Tali cavi *non vanno mai strattinati dalle loro prese nè piegati con violenza e soprattutto non vanno mai determinati angoli acuti*.

⊙ 2. **le sonde ecografiche** nella loro parte di contatto (quella di colore grigio) con il corpo del paziente. Le sonde *devono essere sempre utilizzate con abbondante gel e alla fine dell'uso riposte nei loro alloggiamenti e pulite assai delicatamente non con carta comune* ma con delle apposite salviettine morbide ed umidificate che si troveranno sul carrello della macchina stessa.

⊙ In caso di residui incrostati e secchi a causa di una inadeguata rimozione del gel dalle sonde, il lavaggio delle stesse deve essere fatto **con sola acqua e molto delicatamente, senza grattare o raschiare perchè ciò le danneggerebbe irrimediabilmente**.

⊙ In caso di pazienti infetti le sonde devono essere ricoperte con appositi mini sacchetti monouso che saranno presenti anch'essi sul carrello della macchina.

⊙ La pulizia periodica (settimanale) nonchè il rifornimento del carrello del materiale monouso e del gel sarà effettuato dal personale ausiliario dei reparti di Ematologia Pediatrica/CTMO. La pulizia legata all'uso occasionale e la ricollocazione dello strumento nella sua sede stabile sarà a cura del personale ausiliario del reparto utilizzatore. Il prestito ad eventuali altri reparti dovrà sempre passare attraverso l'autorizzazione dei medici strutturati di reparto o, in caso di loro assenza, del medico di guardia.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008

Clinica Pediatrica - Fondazione MBBM c/o Ospedale S. Gerardo - Via Pergolesi, 33 - 20900 MONZA (MB)

Segreteria di Direzione: Tel. 039.233.3513 - Fax 039.2301646

E-mail segreteria@fondazionembbm.it - www.fondazionembbm.it

Si ricorda che una adeguata manutenzione ed attenzione prolungherà l'uso e la vita dell'ecografo, consentendone un adeguato utilizzo nel tempo.

Si precisa altresì che al momento nulla cambia relativamente alle modalità di richiesta degli esami ecografici e della loro refertazione ma su quest'ultimo aspetto si cercherà nel prossimo futuro di collegare l'ecografo al sistema IMPAX.

I colleghi radiologi e cardiologi che hanno partecipato al minicorso di formazione tenutosi in data 22.9.2017 si faranno carico di fornire le più adeguate informazioni tecniche agli altri loro colleghi dei rispettivi servizi che nei loro turni di guardia potranno dover usufruire dell'ecografo. Seguiranno eventuali comunicazioni sull'acquisizione di ulteriori sonde che siano utili per effettuare specifiche tipologie di esame al di fuori di quelle inizialmente previste e sopra descritte. E' possibile inoltre che l'ecografo venga anche attrezzato in futuro di un hard disk esterno per la registrazione degli esami particolarmente voluminosi e di connessione a stampanti di rete o locali per poter stampare le immagini.

Appare doveroso un sentito ringraziamento all'Associazione *"Insieme ad Andrea si può"* che da tempo collabora con la nostra Istituzione per sostenere progetti di ricerca di base e di formazione medica e per donare ai nostri reparti di degenza e di DH (Ematologia Pediatrica/CTMO) preziosi strumenti scientifici di alto livello quali, un elettroencefalografo portatile e il qui descritto ecografo portatile, strumento quest'ultimo che consentirà di poter effettuare molto più semplicemente ed efficacemente al letto dei nostri pazienti più critici numerose tipologie di esami ecografici. E' previsto peraltro che nell'immediato futuro si possa organizzare, almeno con il servizio di ecocardiografia, delle vere e proprie sedute di diagnostica ecocardiografica ambulatoriale direttamente presso i locali del DH sito nella palazzina Verga.

E' previsto peraltro che nei prossimi giorni venga organizzata una ufficiale cerimonia di consegna ai reparti da parte di questa meritevole Associazione alla quale i responsabili dei vari reparti saranno chiamati ad intervenire. Sull'ecografo sarà apposta una targhetta per ringraziare l'Associazione di questa meritoria donazione.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008

Clinica Pediatrica - Fondazione MBBM c/o Ospedale S. Gerardo - Via Pergolesi, 33 - 20900 MONZA (MB)

Segreteria di Direzione: Tel. 039.233.3513 - Fax 039.2301646

E-mail segreteria@fondazionembbm.it - www.fondazionembbm.it

Certo di aver fatto cosa gradita a tutti e soprattutto ai nostri bambini ed alle loro famiglie, resto a disposizione per qualunque chiarimento ed invio a tutti i miei saluti più cordiali.



Dr. Carmelo Rizzari
Responsabile UOS Ematologia Pediatrica
Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca
Fondazione MBBM, ASST Monza
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA (MB) Italy
Tel. +39.039.2336816; Fax +39.039.2336827
c.rizzari@asst-monza.it; carmelo.rizzari@gmail.com